

SHBG関連 取り扱い製品**抗原**

サプライヤー	製品コード	製品名	タイプ	由来	バッファー	備考 (純度等)
BiosPacific	BPA-65202	Sex Hormone Binding Globulin (SHBG) Recombinant Antigen, High Pure	Recombinant	mammalian cells	20 mM Sodium Phosphate, 100 mM NaCl, 5% Glycerol, 1mM AEBSF, pH 7.4 ± 0.2	>95% by SDS-PAGE
Lee Biosolutions	LBS527-30	Sex Hormone Binding Globulin antigen	Native	Human Serum	Lyophilized from 0.02 M ammonium bicarbonate.	> 90% (SDS-PAGE)