



抗体

製品コード	製品名	免疫抗原	タイプ	ホスト	バッファー	Matched pair	備考
BPA-A66010	ACTH N-Terminal Monoclonal Antibody	KLH conjugate	Monoclonal	Cell culture	PBS, pH 7.2	A66013, A66014	Synacthen (1-24 ACTH) を認識し、CLIP (ACTH 17-39)との交差反応性無し
BPA-A66013	ACTH Monoclonal Antibody, Purified	ACTH conjugate BSA	Monoclonal	Mouse	50mM NaPO4, 0.9% NaCl, pH 7.3	A66010	Human CLIPを認識し、ACTHのN末端領域とは反応性無し
BPA-A66014	ACTH Monoclonal Antibody, Purified	Human ACTH (18-39)	Monoclonal	Mouse	0.1 M BBS, pH 8	A66010	Human ACTH (18-39)を認識し、ACTH(1-24)との反応性無し